آزمایش شمارهٔ ۴

سرعت، شتاب خطی و قانون دوم نیوتن

مقدمه

حرکت امری نسبی است. برای توصیف موقعیت و وضعیت حرکت یک جسم در فضا، تعریف یک دستگاه مختصات مرجع ضروری است. موقعیت یک نقطه در هر دستگاه مختصات با تعدادی مختصه معین می شود. مثلاً در دستگاه مختصات قائم، سه عدد یا به عبارتی دیگر سه مختصات و y موقعیت یک نقطه را نسبت به مبدأ اختیار شده برای سه محور متعامد دستگاه مختصات مذکور معین می کند. واضح است مختصات یک نقطه که در حال حرکت است با زمان تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر مختصات آن نقطه تابعی از زمان می باشد. دو کمیت برداری مهم یعنی سرعت و شتاب می توانند تا حدودی چگونگی حرکت هر نقطه از فضا را تشریح کنند.

از دیدگاه عامه ممکن است استنباطهای مختلفی از نیرو شود. ولی در فیزیک تعریف دقیق تری مورد نیاز است. نیرو تأثیری است که محیط بر جسم وارد می کند و آن را بر حسب شتابی که جسم در آن محیط می گیرد، اندازه می گیرند.

هدف آزمایش: اندازه گیری سرعت و شتاب در حرکت بر روی خط مستقیم و مطالعه رابطه بین نیرو، شتاب و جرم (قانون دوم نیوتن).

نظريه

اگر جسمی که بر روی یک خط مستقیم حرکت می کند در لحظهٔ t_0 در موقعیت x_0 (نسبت به مبدأ اختیار شده) باشد و در لحظه t در موقعیت x قرار گیرد، جابجایی آن x خواهد بود. حال سرعت متوسط (\overline{V}) و سرعت لحظه ای (V) جسم به ترتیب به صورت:

$$\overline{V} = \frac{x - x_{\circ}}{t - t} \tag{1}$$

$$V = \lim_{t \to t_o} \frac{x - x_o}{t - t} = \frac{dx}{dt} \tag{7}$$

تعریف می شوند. اگر آهنگ جابجایی جسم در یک بازهٔ زمانی (\overline{V}) در هر لحظه (V) ثابت باشد در $x(t)=x_{\circ}+Vt$ حالت $t_{0}=0$ داریم:

$$\overline{a} = \frac{V - V_{\circ}}{t - t} \tag{f}$$

$$a = \lim_{t \to t_o} \frac{V - V_o}{t - t} = \frac{dV}{dt} \tag{(a)}$$

تعریف میشوند.

اگر شتاب جسم ثابت باشد در حالت $t_0 = 0$ برای سرعت لحظه ای جسم می توان نوشت:

$$V(t) = at + V_{o} \tag{9}$$

یعنی سرعت لحظهای در حرکت شتاب ثابت تابعی خطی از زمان است

از این رابطه با توجه به تعریف سرعت می توان تابعیت مکان (موقعیت) جسم را با زمان به صورت زیر بدست آورد:

$$x(t) = x_o + V_o t + \frac{1}{2} a t^2$$
 (Y)

طبق قانون اول نیوتن، اگر به جسمی نیرو وارد نشود و یا برآیند نیروهای وارد بر آن صفر باشد، در صورتی که جسم در یک دستگاه مختصات (لخت) در حال سکون باشد، در همان دستگاه مختصات مرجع همواره به حالت سکون باقی خواهد ماند و اگر در حال حرکت باشد به حرکت خود بر روی خطی راست با سرعت ثابت ادامه خواهد داد.

قانون دوم نیوتن نیز در مورد حرکت بیان می کند که اگر برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر نباشد چه اتفاقی برای آن می افتد. طبق این قانون اگر یک نیروی خالص غیر صفر بر جسمی وارد شود، به جسم شتابی در جهت نیرو می دهد که اندازهٔ آن با اندازهٔ نیرو متناسب و با جرم جسم نسبت عکس دارد. شتاب می تواند ثابت و یا متغیر باشد. تابعیت شتاب یک جسم به مختصهها، همان تابعیت نیرو به آن مختصههاست. نیرو حداکثر می تواند تابعی از مختصههای مکان، زمان و سرعت باشد.

$$\vec{F} = \vec{F}(\vec{x}, t, \vec{v})$$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$\rightarrow \qquad \vec{a} = \frac{\vec{F}(\vec{x}, t, \vec{v})}{m} = \vec{a}(\vec{x}, t, \vec{v})$$
(A)

حال به یکی از آزمایشهایی که قانون دوم نیوتن را می توان از آن استنباط کرد، می پردازیم. جسمی را اختیار می کنیم و نیروی خالص و ثابت F را به آن وارد می کنیم، اندازه گیری شتاب مقداری برابر را اختیار می کنیم و نیروی خالص و ثابت F را به آن وارد کنیم، شتاب آن a_2 خواهد شد. حال اگر خواهد داد. اگر همان نیرو را بر جسم دیگری وارد کنیم، می بینیم که $\frac{a_2}{a_1} = \frac{a'_2}{a'_1}$ که در آن a'_2 و a'_1 شتاب دو جسم آزمایش را با نیروی دیگری تکرار کنیم، می بینیم که بیرای اجسام دیگر نیز می توان به این نتیجه رسید. برای اجسام دیگر نیز می توان به این نتیجه رسید. برای برای یک جسم مشخص می توان نوشت:

$$\vec{F} \alpha \vec{a}$$
 (9)

و لذا،

$$\vec{F} = m\vec{a} \rightarrow \vec{F} = m_1 \vec{a}_1 = m_2 a_2 \rightarrow \frac{a_2}{a_1} = \frac{m_1}{m_2} = const.$$
 (1.)

رابطهٔ $\vec{F}=m\vec{a}$ بیان ریاضی قانون دوم نیوتن میباشد که در آن \vec{F} (بردار) برآیند نیروهای وارد بـر جسمی به جرم m میباشد و \vec{a} (بردار) شتابی است که جسم در اثر نیرو پیدا میکند.

اگر به جسم معیار استاندارد (واحد کیلوگرم) نیرویی وارد کنیم، بطوری که شتاب $\frac{m}{s^2}$ پیدا کند، بزرگی این نیرو را بر حسب تعریف یک نیوتن (N در سیستم SI) انتخاب می کنیم.

مراحل انجام آزمایش

ابزار مورد نیاز:

برای آشنایی اولیه با روش انجام آزمایش به سایت آزمایشگاه مراجعه نموده و مراحل انجام آزمایش به البید. http://physics.sharif.edu/genphyslabs1/002.htm

حرکت با سرعت ثابت

روش کار با زمانسنج: زمانسنج مورد استفاده در این آزمایش چهار حالت (مد) کاری دارد و هر حالت وظایف زیر را انجام میدهد:

حالت ۱- اندازه گیری زمان سقوط آزاد گلوله


حالت ۲- اندازه گیری زمان عبور یک جسم بین دو مکان با استفاده از ۲ سنسور نوری

حالت ۳- اندازه گیری زمان عبور یک جسم از یک سنسور نوری

حالت ۴- اندازه گیری زمان توسط کلید استارت/ استاپ و فریز

در این آزمایش ما فقط با حالت ۲ و ۳ کار خواهیم کرد. شکل ۱ کلیات آزمایش و نحوهٔ قرار گرفتن سنسورهای نوری را نشان میدهد. شکل ۲ نمای مقابل و پشت زمانسنج را با توجه به حالتها و اتصالات نشان میدهد. برای شروع آزمایش به ترتیب زیر عمل کنید.

- ۱. سنسورها به زمانسنج متصل کرده و سنسور اولی (سمتی که حرکت شروع می شود) را بـه در کت شروع می شود) را بـه stop و دومی را به stop بزنید. دستگاه زمانسنج را روشن کرده و آن را Reset کنید.
- ۲. یکی از تیغههای پایهدار را بر روی یکی از سرهها سوار کنید، سره را بر روی ریل قراردهید.
 - ۳. پمپ هوا را روشن کنید.
- ۴. ریل را با پیچاندن پیچ پایهها، کاملاً تراز کنید. اگر ریل تراز باشد سره موجود بـر روی ریـلبا وجود جریان هوا در ریل در هر مکانی ساکن میماند.
- ۵. سنسور را با پایه و میله طوری آماده کنید که تیغه متصل به سره از میان دو شاخه سنسور عبور کند.
 - ۶. دستگاه زمانسنج را روشن کنید و آن را Reset کنید.



شکل ۱- شمای کلی آزمایش



شکل ۲- نمای مقابل زمانسنج، نمای پشت زمانسنج

با پیچاندن پیچهای پایههای ریل هوا، آن را طوری تنظیم کنید که سره به حالت ساکن روی آن در هر نقطه دلخواه با وجود روشن بودن پمپ هوا، قرار گیرد.

تیغه ۲ سانتی متری را روی سره نصب کنید و زمان سنج را در حالت T قرار دهید. سره را مقابل آغازگر حرکت (تفنگ فنری) قرار دهید وتفنگ فنری به مقدار لازم بکشید و سره را در تماس با آن قرار دهید. آغازگر حرکت به سره نیرو (ضربه) وارد می کند و سره حرکت می کند. توجه کنید برآیند نیروهای وارد بر سره پس از آغاز حرکت صفر است. مدت زمان جابجایی تیغه (Δt) را یادداشت کنید، هر آزمایش را چند بار تکرار کنید.

در مراحل بعد آزمایش را برای تیغه های ۲، ۵ و ۱۰ سانتی متر تکرار و Δt را یادداشت کنید. نتایج آزمایش را در جدول ۱ ثبت کنید (این اندازه ها تقریبی هستند و عرض قطعات را باید با خطکشی که در اختیارتان گذاشته شده است اندازه بگیرید).

زمانسنج را در **حالت ۲** قرار داده و فاصلههای دو سنسور را به ترتیب ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۴۰، و ۱۰۰ سانتی متر قرار دهید و برای این حالت آزمایش را تکرار کنید. دادهها را در جدول ۲ وارد کنید.

حرکت با شتاب ثابت و قانون دوم نیوتن

دستگاه را مطابق آزمایش قبل آماده کنید و زمانسنج را در حالت T قرار دهید. در ایس بخش از تفنگ فنری استفاده نمی شود. یک سر نخ را مطابق شکل T به تیغه سوراخدار و سر دیگر نخ را به نگهدارنده وزنه وصل کنید، طول نخ را طوری انتخاب کنید که نگهدارنده وزنه ضمن کشیدن سره از لبه میز تا کف آزمایشگاه جابه جا شود. وزنه شیاردار مناسب بر نگهدارنده وزنه و سره سوار کنید. تیغه T سانتی متری را روی سره نصب کنید. سره را در نزدیکترین فاصله از سنسور نوری نگه دارید. به نحوی که بلافاصله پس از رها شدن سره، تیغه در جلوی سنسور قرار گیرد و شمارش زمان آغاز شود. پس از عبور از سنسور سره را با دست بگیرید که به مانع قرقره برخورد نکرده و نشکند. مدت زمان جابجایی تیغه T را در جدول T یادداشت کنید، هـر آزمایش را چنـد بـار تکـرار کنیـد. در مراحل بعد آزمایش را برای تیغه های T، T و T سانتی متر تکرار و T را یادداشت کنید. حـال بـه مراحل بعد آزمایش را برای تیغه های T، T و T سانتی متر تکرار و T وارد کنیـد. سـپس مقـدار مراحف سره یک وزنه T مراحل و نتایج آزمایش را در جدول T وارد کنیـد. سـپس مقـدار و ندههای هر طرف سره را به T گرم افزایش دهید و جدول T را کامل کنید.

جرم سره را همراه با تیغههای متصل به آن (M)، جرم وزنههای قرار داده شده روی سره (m_0) ، جرم نگهدارنده وزنه (m_0) (جرمی که به سره شتاب می دهد) و جرم وزنههای قرار داده شده روی آن (m_0) را اندازه گیری و یادداشت کنید؛ بهتر است جرم شتاب دهنده کمتر از gr باشد.

زمانسنج را در **حالت ۲** قرار داده و فاصلههای دو سنسور را به ترتیب ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۴۰، و ۱۰۰ سانتی متر قرار دهید و برای این حالت آزمایش را با شتاب ثابت و وزنههای مرحلهٔ اخیر (جـدول ۵) تکرار کنید. دادهها را در جدول ۶ وارد کنید.

خواستهها

- ۱. با استفاده از جدولها درباره سرعت ثابت، سرعت متوسط، سرعت لحظهای بحث کنید.
- ۲. با استفاده از جداول ۱ و ۲ نمودار، مکان زمان متحرک را رسم کنید. و شیب نمودارها را بدست آورید، درباره مفهوم بزرگی شیب نمودار و خطای آن بحث کنید.
- ۳. با استفاده از جداول ۳، ۴، ۵ منحنیهای X بر حسب t و X بر حسب t^2 را رسم کنید. شیب نمودارها را بدست آورده، درباره شیب نمودار و خطای آن بحث کنید و با استفاده از منحنی X بر حسب t^2 شتاب حرکت را تعیین کنید.
- یر بدست می آید بیوتن از رابطه زیر بدست می آید .۴ $a=\frac{mg}{M+M_o+m}$

حال با توجه به فرمول مقدار تئوری را بدست آورده و با مقدار تجربی مقایسه کنید؛ خطای نسبی چقدر است و علت خطاها را ذکر کنید.

جدولهای آزمایش ۴ سرعت، شتاب و قانون دوم نیوتن

١	ىدول	ج
	$\overline{}$	

$\Delta X(cm)$						
Δt						
$\Delta ar{t}$						
\overline{v}						

جدول ۲

$\Delta X(cm)$	۲٠	۲٠	۲٠	۴۰	۴۰	۴۰	۶٠	9+	۶٠	۸٠	٨٠	۸٠	1	1	1
Δt															
$\Delta ar{t}$															
$\overline{\nu}$															

جدول ۳

$\Delta X(cm)$						
Δt						
$\Delta ar{t}$						

 M_0 =

m =

جدول ۴

$\Delta X(cm)$						
Δt						
$\Delta ar{t}$						

 $M+M_0=$

m =

جدول ۵

$\Delta X(cm)$						
Δt						
$\Delta ar{t}$						

 $M+M_0=$

m =

جدول ۶

$\Delta X(cm)$	۲٠	۲٠	۲٠	۴٠	۴٠	۴۰	۶٠	9+	9+	٨٠	٨٠	٨٠	1	1	1
Δt															
$\Delta ar{t}$															

 $M+M_0=$